



Venoplant

Trauma gel

INDICAZIONI: Venoplant Trauma gel è un dispositivo medico che agisce proteggendo la ferita che ha leso il derma, nel caso di traumi, contusioni, ferite superficiali (abrasioni ed escorazioni) ed urti. Esso crea un ambiente ottimale per i processi di riparazione tissutale proteggendo, al contempo, l'area lesa da agenti esterni di natura fisica (sfregamenti) e batterica. Il meccanismo con cui agisce il dispositivo medico è fondato sulla capacità di promuovere un effetto filmante, ad opera dei polimeri e della componente polisaccaridica, sulla parte lesa donando così sollievo, grazie anche all'azione idratante svolta dalla componente polimerica presente nella formulazione

COMPOSIZIONE: Isocide IMU, Estratto di centella asiatica, Estratto secco di meliloto, Cosmedia SP, Sodio idrossido, Acqua distillata di Amamelide, EDTA bisodico, Glicacyd ECO, Latte di oliva, Symcicide PC, Fenossietanolo, Eucaliptolo, Canfora naturale, acqua.

POSOLOGIA E MODO D'USO: Il dispositivo è destinato ad un utilizzo non invasivo (applicazione cutanea). Applicare sulla parte interessata con un leggero massaggio circolare fino a completo assorbimento. Si consiglia di riapplicare il prodotto 2-3 volte al giorno. La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi. La durata del trattamento non deve superare i 30 giorni.

AVVERTENZE:

- Il prodotto è per uso topico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di terapie farmacologiche concomitanti, consultare il medico.
- Non sono stati condotti studi in gravidanza ed allattamento, pertanto in questi casi utilizzare il prodotto dopo aver sentito il parere del medico.
- La funzionalità del prodotto è garantita dall'integrità della confezione primaria. Non utilizzare il dispositivo se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, si raccomanda un lavaggio a fondo con acqua tiepida.
- Non utilizzare in caso di ferite profonde, ustioni di secondo e terzo grado
- Non disperdere il tubetto nell'ambiente dopo l'uso.

INTERAZIONI: Non sono note ad oggi interazioni correlate all'utilizzo del dispositivo medico Venoplant Trauma gel.

CONTROINDICAZIONI: Venoplant Trauma gel non ha controindicazioni specifiche. Non utilizzare il prodotto in caso di nota ipersensibilità o incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.

EFFETTI COLLATERALI: Non sono stati rilevati ad oggi effetti collaterali riferiti ad un uso corretto del prodotto. Interrompere la somministrazione e consultare il medico in caso di infiammazione della cute. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.










TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE: 24 mesi.

VALIDITÀ DOPO PRIMA APERTURA: 3 mesi.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura controllata non superiore a 25°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Dopo l'uso non disperdere il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Quantità netta: 40 g

Rev. 01/2021

SIMBOLI USATI SULLA CONFEZIONE		
 Fabbricante	 Non usare se la confezione è aperta o danneggiata	 Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE e smi
 Numero di lotto	 Consultare le istruzioni per l'uso, prima dell'utilizzo	 Attenzione
 Data di scadenza	 Dispositivo medico Non Sterile	 Conservare a temperature non superiore a 25°C